

FINAL CUT 9000



Mittelfein



Body Shop
Safe

Dieses Produkt ist Teil der **REFINISH**



**INGENIOUS
CAR CARE**

Products for professionals



Beschreibung:

Cartec Final Cut 9000 ist ein einstufiges Finishing-Produkt, das dem Lack einen sehr tiefen Glanz verleiht. Kleine Kratzer und Hologramme lassen sich leicht entfernen. Die „Ein-Schritt“-Technologie ist ein großartiges Werkzeug für Profis, die effizient arbeiten wollen. Es eignet sich auch perfekt als letzter Schritt nach dem Grobpolieren.

Produktvorteile:

- ✓ Verleiht einen tiefen Glanz.
- ✓ Effizientes Produkt
- ✓ Ein-Schritt-Technologie
- ✓ Silikon-, ammoniak- und füllstofffrei

Anwendung:

Cartec Final Cut 9000 eignet sich für das Finish nach dem Grobpolieren, kann aber auch als One-Step-Verfahren eingesetzt werden.

Gebrauchsanweisung:

1. Den Arbeitsbereich innerhalb der Schulterbreite und der sechsfachen Fläche des Polierpads festlegen.
2. 3 erbsengroße Punkte (für Ø125 mm) Cartec Final Cut 9000 auf das Polierpad auftragen.
3. Cartec Unipad White verwenden. Das Produkt bei niedrigster Drehzahl auftragen und die Drehzahl erhöhen (rotierend: 1.200 - 1.500 U/min, kreisend: 3.500 - 4.800 U/min).
4. Abschnittsweise arbeiten und dabei gleichmäßigen Druck ausüben. So lange arbeiten, bis die Kratzer entfernt sind.
5. Reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit dem Cartec Mikrofasertuch Weiß (RF2207), um alle Politurrückstände zu entfernen.

Tipps und Tricks:

- ✓ Um in einem Arbeitsgang möglichst viele Kratzer zu entfernen, eignet sich der Cartec Final Cut 9000 auch sehr gut in Kombination mit dem gröberen gelben Cartec Pad (Rotary: RF2120 & Eccentric: RF2126 für Ø125 mm).
- ✓ Verwenden Sie Cartec Panel Spray (REFLSP), um die Oberfläche vollständig zu entfetten, Poliermittelrückstände zu entfernen und den tatsächlichen Zustand des Lacks zu überprüfen.
- ✓ Bei Verwendung einer Rotationspoliermaschine nicht zu lange an derselben Stelle polieren, um eine Überhitzung des Lacks zu vermeiden.

Notwendigkeiten:



3096/40 oder
3096/60



RF2421



RF2207

Artikelcodes:

ART. CODE	INHALT
REFL90-015	150 ml
REFL90-05	500 ml
REFL90-1	1 L